

# *Une Nouvelle Star est née !*

*Le holter custo guard avec custo wing –  
Le meilleur depuis quatre décennies d'expériences  
dans le diagnostic des Holter ECG !*





## *Holter custo guard avec custo wing*

### *Nouveau Holter avec des nouveaux patchs d'électrodes*

Le holter custo guard est le nouvel enregistreur ECG qui combine à la fois les avantages d'une longue expérience et d'un développement en continu. Il excelle dans le confort des patients, il est compact et léger, sans câbles gênants ni ceintures. Avec ses trois canaux, les mouvements et la détection de pacemaker ainsi qu'une durée d'enregistrement presque illimitée de plusieurs mois, le holter custo guard est la solution parfaite pour un excellent ECG à long terme.

Le holter custo guard :  
Le nouveau moniteur tout-en-un !

***Facile.***  
***Sans fil.***  
***Fiable.***





### Ses avantages:


- 3 canaux avec deux fils indépendants
- Complètement sans fil et parfait pour une application hygiénique
- Qualité d'enregistrement optimale avec la nouvelle électrode custo wing
- Communication du dispositif et transfert de données rapide et stable
- Charge rapide
- Détection de Pacemaker
- Détection de la position et du mouvement
- Vérification de l'application grâce au monitoring de l'ordinateur
- Bluetooth basse consommation pour des applications mobiles
- Affichage LED de l'état de charge et pour la détection de la FC
- Indice de protection IP65 : parfait pour la désinfection
- Très longue durée d'enregistrement (plusieurs mois)
- Autonomie jusqu'à 120 heures avec seulement une batterie
- Très petit et léger avec seulement 30g
- Station d'accueil custo base avec 1 ou 6 emplacements de communication avec le dispositif et comme station de charge

### Différentes applications d'électrodes sont possibles :

- Des électrodes spéciales jetables custo wing: Réduction des artéfacts et optimisation du signal grâce à des connexions décentralisées et une surface adhésive entièrement couverte – Matériaux en non-tissé respirant
- ECG cable guard 3 et ECG cable guard 4
- custo belt 3

### Interface intelligente (visualisation du guard holter) dans custo diagnostic

- Affichage pour l'enregistrement du mode veille et des états de l'appareil
- Différentes configurations et modes d'enregistrement sont possibles



## Des solutions innovantes pour votre diagnostic


Depuis 1982, notre marque a été représentée comme une solution innovante pour le diagnostic cardiopulmonaire. En collaboration avec des partenaires de ventes et de services engagés et compétents, nous proposons des solutions professionnelles qui tiennent compte de votre situation organisationnelle et de vos structures informatiques individuelles. Peu importe si votre installation est basée sur un système stationnaire ou mobile, un poste de travail individuel ou un réseau multi-site, dans un bureau d'un docteur ou dans un hôpital – votre système modulaire custo med sera un investissement profitable pour le futur.

Notre plateforme custo diagnostic est le lien intelligent entre ingénierie Clinique et logiciel administratifs.



Viens nous voir sur YouTube !

[www.customed.de](http://www.customed.de)



custo med – votre distributeur local

Contact:  
custo med GmbH  
Maria-Merian-Str. 6  
85521 Ottobrunn  
Germany

Phone: +49 89 71098 00  
Fax: +49 89 71098 10  
Web: [www.customed.de](http://www.customed.de)  
E-mail: [info@customed.de](mailto:info@customed.de)

 **custo·med**  
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS