



**Sicher.
Flexibel.
Hygienisch.**

custo spiro protect: *Sicherheit in der Lungenfunktion*

custo spiro protect ist ein hochwertiger Bakterien- und Virenfilter für die Lungenfunktion. Bieten Sie Ihren Patienten bestmöglichen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis.

- **Hohe bakterielle und virale Filtrationseffizienz (mindestens 99,999 %*)**
- **Laserversiegeltes Gehäuse für maximale Dichtigkeit**
- **Geschützte Filteroberfläche gegen Verunreinigung und Inspiration von Filterfasern**
- **Patientenfreundliches Mundstück**
- **Gehäuse aus weißem Polypropylen**
- **Elektrostatischer Filterkern**
- **ISO 10993-1**

* Labortest gemäß ASTM F2101-07

customed GmbH

Maria-Merian-Straße 6 · 85521 Ottobrunn · Deutschland
Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 · Fax: +49 (0) 89 710 98-10
info@customed.de · www.customed.de

 **custo·med**
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK