

Höchste Messgenauigkeit und Sicherheit in der Lungenfunktion

custo spiro mobile mit custo spiro protect



custo spiro mobile

Präzise Messungen in der Lungenfunktion

Mit dem Lungenfunktions-Messgerät custo spiro mobile können alle spirometrischen Standard-Untersuchungen schnell und genau durchgeführt werden. Die Untersuchung kann unter drei verschiedenen Aspekten betrachtet werden (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD).



Unsere Vorteile:

- Besonders haltbarer Messkopf, innen aus hochfester Keramik
- Wechselbarer Adapter
- Messsensorik mit Drucksensor für präzisere Messungen
- Einfache und sichere Bedienung
- Elektronische Kalibrationsanpassung
- Integrierter Neigungssensor zur Kontrolle der Körperhaltung während der Messung
- Mobiler Einsatz an allen PCs durch USB-Anschluss

custo spiro protect

Sicherheit in der Lungenfunktion

custo spiro protect ist ein hocheffizienter Filter gegen Viren und Bakterien. Er bietet bei hervorragenden Messergebnissen einen hohen Infektionsschutz für Ihre Patienten.




Unsere Vorteile:

- Hohe bakterielle und virale Filtrationseffizienz (mindestens 99,999 %*)
- Laserversiegeltes Gehäuse für maximale Dichtigkeit
- Geschützte Filteroberfläche gegen Verunreinigung und Inspiration von Filterfasern
- Patientenfreundliches Mundstück
- Gehäuse aus weißem Polypropylen
- Elektrostatischer Filterkern
- ISO 10993-1


* Labortest gemäß ASTM F2101-07

Lungenfunktions-Highlights in der custo diagnostic-Software


- **Sofortiger Blick auf alle wichtigen Parameter** der Spirometrie (FEV1, FVC, FEV1/FVC (Tiffeneau-Index) etc.)
- **Leitlinienkonforme Bewertung** der Ergebnisse anhand von nationalen und internationalen Sollwertautoren, z. B. GLI-Referenzwerte
- **360°-Blick auf die Ergebnisse** der Untersuchung (klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-GOLD)
- **Automatischer Befund mit Befunderläuterung**
- Z-Score-Trend: **Vergleich über mehrere Messungen** (Tage/Wochen/Monate) bei einem Patienten möglich
- Testmethoden **Spasmolyse und Provokation**
- Übersichtliche Therapiekontrolle durch automatischen **Langzeit-Trend**
- **Kinderanimation** „Schnaufi der Drache“




Übersichtliche Gesamtdarstellung über alle wichtigen Werte




Effiziente Therapiekontrolle durch Vergleichsfunktion



Echzeit-Darstellung der Körperhaltung des Patienten während der Messung



Kinderanimation „Schnaufi der Drache“



Befunderläuterung: klinisch, arbeitsmedizinisch, COPD-Gold

Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

www.customed.de



MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10
E-Mail: info@customed.de • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.customed.de/kontakt nutzen.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post / per PDF :

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

- Ruhe-/Belastungs-EKG
- Langzeit-EKG
- Langzeit-Blutdruck
- Lungenfunktion
- Blutzucker
- Klinik-IT
- Kardiologische Reha
- Hygienetaschen „custo clean“