




# Teleskopausleger

für custo cardio 200

Höhe	0,91 m (gemessen inkl. Zapfen)
Höhe verkürzt	0,68 m (gemessen inkl. Zapfen)
Horizontal min.	1,00 m
Horizontal max.	1,45 m
Drehbereich	+/- 135°
Höhenverstellung	+ 20° bis - 25°
Gewicht	2,8 kg
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Länge Anschlussleitung	0,50 m oder 0,15 m
Verdrehssicherung	Durch Drehbremse mit Feststellschraube zur Fixierung des Auslegers in der gewünschten Position
Montage	Mit Wagenhalterung am Gerätewagen



Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner

