



custo screen protect Hygieneset

Hygiene und Komfort beim Tragen von Blutdruckmanschetten



custo screen protect Hygieneset:

- sechs custo screen protect Vliesunterlagen (mit Waschbeutel) für custo med Blutdruckmanschetten in den Größen Standard, X-Large und XX-Large

Anwendung:

- Für die Aufzeichnung wird eine frische custo screen protect Vliesunterlage unter der Blutdruckmanschette angelegt
- Die flauschige Seite wird auf der Haut getragen, die Schutzschicht zeigt nach außen
- Die rutschfeste Schutzschicht trägt zum sicheren Halt der Manschette bei
- Die flauschige Innenfläche sorgt für mehr Tragekomfort
- custo screen protect Vliesunterlagen können bei 30° in der Maschine gewaschen werden – mindestens 100 Waschzyklen



Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner

