



# custo sensitive

## Die hautfreundliche EKG-Elektrode



- Geeignet für Langzeit-EKG, Ruhe-EKG und Belastungs-EKG
- Ausgezeichnetes EKG-Signal in Kombination mit custo med EKG-Geräten
- Besonders geeignet für Belastungs-EKG mit Laufband – sehr gute EKG-Qualität, auch bei hohen Geschwindigkeiten über 14 km/h
- Verminderte Bewegungsartefakte durch zentralen Anschluss und Festgeltechnologie
- Hautfreundliches Material, luft- und feuchtigkeitsthroughlässig
- Latexfrei, PVC-frei

Elektrodengröße	ca. 50 * 35 mm (L * B)
Hautkontaktfläche	ca. 43 * 35 mm (L * B)
Höhe ohne Anschluss	1 mm
<b>Material</b>	
Sensor	Silber/Silber-Chlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Kleber	Acrylat
Anschlussstück	Edelstahldruckknopf
Trägerschaumstoff	PE
Abdeckbahn	APET
Label	PET/PP
<b>Haltbarkeit</b>	
Im offenen Beutel	1 Monat
Im ungeöffneten Beutel	24 Monate ab dem Produktionsdatum
Empfohlene Lagertemperatur	15 – 30 °C
<b>Verpackung</b>	
Beutel	à 30 Stück
Karton	40 Beutel (1200 Stück)
Kleinste Versandeinheit	1 Beutel



Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner

