




# Medizinisches Ergometer

## custo ergo control 3000 e

Bremssystem	Wirbelstrombremse drehzahlunabhängig Leistungsbereich 6 – 1000 Watt einstellbar in 1 Watt-Schritten
Anzeige	LC-Display zur Anzeige aller wichtigen Parameter LED-Anzeige für Drehzahl des Probanden Anzeigeeinheit um 180° schwenkbar
Verstellmöglichkeiten	Sitzhöhe von 75 – 110 cm, Haltegriff stufenlos einstellbar (Drehung: 360°) Höhe des Haltegriffs stufenlos einstellbar (60 – 120 cm) Stellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Abmessungen	ca. 90 * 46 * (90 – 135) cm (L * B * H)
Gewicht	ca. 64 kg
max. Patientengewicht	160 kg, 200 kg mit Kippschutz (Option)
Stromversorgung	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 für PC-EKG's, USB
Schutzklasse	II/B bzw. II/BF (mit Blutdruckmodul)
Klassifizierung	IIa nach 93/42/ EWG
Angewandte Normen	DIN EN 60601-1, DIN VDE 0750-238

- Ergonomisches Design
- Stufenlose Sattel- und duale Lenkerverstellung gewährleisten eine leistungsfördernde Sitzposition
- Höchste Sicherheit durch stabile, mechanische Konstruktion
- Hochwertige, leicht desinfizierbare Materialien erfüllen höchste Hygienestandards
- Einfache, intuitive Bedienung
- Aufrüstbar mit automatischem Blutdruckmessmodul, SPO2 Messung und elektrischer Sitzhöhenverstellung

Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner



 **custo-med**  
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK