



# custo cardio 200/400 Elektroden



1



2



3

Grundsätzlich kann jede Elektrode universell verwendet werden.

In der Tabelle werden die optimalen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt:

Elektrode	1 small	2 standard	3 hair
Untersuchung	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie
Eigenschaften	sehr klein	weich anschmiegsam	stark haftend
Besonders geeignet für	Kinder und Jugendliche	normale Haut empfindliche Haut Diabetiker Marcumar Patienten	behaarte Patienten

Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner