


custo diagnostic 5.8

Ihre Diagnostik-Plattform für die Zukunft!



Unsere zentrale Softwareplattform **custo diagnostic** integriert die gesamte kardiopulmonale Funktionsdiagnostik in einer einheitlichen und modularen Oberfläche. Sie ermöglicht Ihnen einheitliches Arbeiten in allen Anwendungsgebieten – vom Einzelplatz bis zur standortübergreifenden Lösung.

NEU

custo diagnostic 5.8 ist ein eigenständiges Medizinprodukt nach MDR.



Arztpraxis/Klinik/
Kardiologische Rehaklinik/
Arbeits- und Werksmedizin

Daten-
austausch
über GDT/
HL7/DICOM



Diagnostische Plattform
custo diagnostic

Patienten-
Sicherheit

IT-
Sicherheit

Zukunfts-
Sicherheit

Investitions-
Sicherheit

Daten-
Sicherheit

Unsere Highlights:

- *Verlässliche Plattform für die kardiopulmonale Diagnostik mit MDR-Zulassung*
- *Diagnostisch wertvolle Software-Features, z.B. Sport-EKG, zentraler Blutdruck mit Pulswellenanalyse, VHF-Diagnostik, GLI, etc.*
- *Durchgängiges Patientenmanagement und umfangreiche Suchfunktionen mit integrierter Patientenverwaltung/Datenbank*
- *IT-basierter Workflow mit neuester Servertechnologie: ortsunabhängig, medienbruchfrei und papierlos*
- *EKG-Management mit DICOM-fähigen EKG-Schreibern*
- *Einbindung von Fremdgeräten durch Standardschnittstellen möglich*
- *Einfacher Datenaustausch mit Berechtigungskonzept auch zwischen verschiedenen Standorten*
- *Zertifizierte IT-Sicherheit durch Einhaltung aktuellster Normen*
- *MDR-zertifizierter Datenschutz*
- *Alle Auswertungen und Befunde über verschlüsselte Datenleitungen versendbar*
- *Schlanke und transparente Arbeitsabläufe mit zeit- und kostensparender Befundung*
- *Jederzeit erweiterbar dank modularem Aufbau*
- *Gebrauchsanweisungen und Support integriert*
- *Mehr-Mandantenfähig (gut geeignet für Gemeinschaftspraxen und MVZ)*

Ruhe- &
Belastungs-
EKG

Langzeit-
Blutdruck

Langzeit-
EKG

Lungen-
funktion

Kardio-
logische
Reha

