




Vorhofflimmern? Erkennen!

Der Weg zur zweifelsfreien VHF-Diagnostik ist in der Langzeit-EKG-Software der custo diagnostic schnell und zuverlässig. In Kombination mit dem kabellosen Langzeit-EKG-Rekorder custo guard holter haben Sie das perfekte System.



 **custo-med**
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK

custo VHF-Diagnostik: Vorhofflimmern auf einen Blick erkennen!



Identifikation

- ★ Im **RR-Trend** sind hochfrequente Bereiche, die möglicherweise vom Sinusrhythmus abweichen, gut erkennbar.
- ★ Der **Lorenz-Plot** zeigt, ob eine Rhythmusstörung oder Vorhofflimmern vorliegen könnte.
- ★ Im **Summenkomplex** ist zu erkennen, ob eine P-Welle vorliegt oder nicht.


Verifizierung

- ★ Im **Relief-EKG** können Beginn und Ende einer Flimmerepisode einfach und schnell erkannt werden.
- ★ Das **Original-EKG** erlaubt die zweifelsfreie Beurteilung. **Unklare Befunde bezüglich Vorhofflimmern gehören von nun an der Vergangenheit an.**

custo holter ABDM: Kombimessung von Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck



Die Kombination von custo screen und custo guard holter ist die perfekte Lösung zur simultanen Erfassung von Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck. Das System bietet hohen Tragekomfort ohne störende und artefaktanfällige Langzeit-EKG-Kabel. Dank der Messung des zentralen Blutdrucks und der Pulswellenanalyse kann auch bei Vorhofflimmer-Episoden ein gutes Blutdruck-Messergebnis erzielt werden.




custo guard holter mit custo wing

Modernes Langzeit-EKG mit neuartigen Patch-Elektroden

custo guard holter ist das perfekte Langzeit-EKG-System, das die Vorteile aus langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung vereint.

Ihre Vorteile:


- 3-kanalig mit zwei unabhängigen Ableitungen
- Komplette kabellos: Perfekt für eine hygienische Anwendung
- Schnelle und stabile Datenübertragung
- Optimale Aufzeichnungsqualität mit der neuen innovativen Patch-Elektrode custo wing
- Kurze Akku-Ladezeiten
- Schrittmachererkennung
- Lage- und Bewegungserkennung für Kontextinformationen
- Anlagekontrolle durch Monitoring am PC
- Bluetooth Low Energy für mobile Anwendungen
- LED-Status-Anzeige für Ladezustand und HF-Erkennung
- Schutzklasse IP65: Optimal zur Desinfektion
- Sehr lange Aufzeichnungsdauer (mehrere Monate)
- Laufzeit bis zu 7 Tagen mit nur einem Akku
- Sehr klein und leicht mit nur 30 g
- Docking-Station custo base mit einem oder sechs Plätzen für die Gerätekommunikation und als Ladestation
- Verschiedene Elektrodenapplikationen möglich
- Intelligentes Interface (guard holter viewer) in custo diagnostic
- Diverse Konfigurationen und Aufnahme-Modi möglich



Kardiopulmonale Diagnostic von custo med: Innovative Systemlösungen seit über 40 Jahren!

Seit 1982 bieten wir in Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern professionelle Systemlösungen für die kardiopulmonale Funktionsdiagnostik an.

Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis, MVZ oder Klinik – Ihr individuelles custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.



custo med GmbH
Maria-Merian Straße 6 · 85521 Ottobrunn
+49-(0)89-71098-0 · www.customed.de
Besuchen Sie uns auf YouTube!



MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10
E-Mail: info@customed.de • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.customed.de/kontakt nutzen.

☐ Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MT-11.23

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post ☐ / per PDF ☐.

☐ Ruhe-/Belastungs-EKG

☐ Langzeit-EKG

☐ Langzeit-Blutdruck

☐ Lungenfunktion

☐ Klinik-IT

☐ Kardiologische Reha

☐ Hygienetaschen „custo clean“