


# *¡El corazón de las mujeres late de forma diferente!*

*Diferencias de género en el diagnóstico cardiopulmonar*





## ¿Sólo una pequeña diferencia? Medicina de género: ¡medicina optimizada para todos!

Las mujeres y los hombres muestran síntomas diferentes, no sólo con los infartos, sino también con otras numerosas enfermedades (cardíacas). En el pasado, los conocimientos médicos y su aplicación se adaptaban al organismo masculino. Sin embargo, ahora sabemos que hay muchas enfermedades que tienen resultados muy diferentes cuando se tratan con la misma terapia pero con datos analizados por separado según el sexo. Por lo tanto, es necesario realizar ajustes en función del género ya en la fase de diagnóstico.

### Medicina de género en custo diagnostic

#### ECG de reposo

- Análisis QT específico
- La interpretación tiene en cuenta las diferencias de género

#### ECG de esfuerzo

- Los valores límite son específicos para cada género y son configurables
- Cálculo de la carga objetivo (también ajustada por edad)

#### Holter ECG

- VFC específica de cada género en los diagnósticos vegetativos (también por edad)

#### MAPA

- Los valores límite son específicos de cada género y configurables
- Factores de riesgo ajustados:  
Para hombres > 55  
Para mujeres > 65

#### Presión Arterial Central

- Índice de aumento, presión de aumento, onda de pulso y PWV son específicos y determinados para cada uno de los géneros

#### Espirometría

- Los valores límite son específicos por género y además configurables
- Todos los valores objetivo y tablas de referencia son específicos de género

ECG de reposo & de esfuerzo

Holter ECG

MAPA

Espirometría

Rehabilitación cardíaca