




custo cardio 200 Elektroden




Grundsätzlich kann jede Elektrode universell verwendet werden.

In der Tabelle werden die optimalen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt:

Elektrode	1 small	2 standard	3 hair
Untersuchung	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie	Ruhe-EKG, Ergometrie
Eigenschaften	sehr klein	weich anschmiegsam	stark haftend
Besonders geeignet für	Kinder und Jugendliche	normale Haut empfindliche Haut Diabetiker Marcumar Patienten	behaarte Patienten

Ihr autorisierter custo med Vertriebspartner





custo cardio 200 electrodes



Basically, each electrode can be used universally.
The table shows the optimal, possible applications:

Electrode	1 small	2 standard	3 hair
Examination	resting ECG, stress test	resting ECG, stress test	resting ECG, stress test
Properties	very small	soft smooth	strongly adherent
Particularly suitable for	children and adolescents	normal skin sensitive skin diabetics Marcumar patients	patients with chest hair

Your authorized custo med dealer